




# BD Rowa Quick Guide

## Login-Daten speichern

### Anleitung zur Speichern neuer Login-Daten:

- 1 Öffnen Sie die BD Rowa™ Pickup Cloud unter <https://pickup.bd.com> oder die BD Rowa™ Vmotion Cloud unter <https://rowavmotion.bd.com> und geben Sie Ihre Login-Daten ein.
- 2 Bei erfolgreicher Anmeldung öffnet sich eine Eingabeaufforderung im Browser zum Speichern Ihrer Anmeldedaten.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern**, um die Anmeldedaten zu speichern (siehe Beispiel unten).
- 4 Ab sofort sind Ihre Login-Daten gespeichert und können direkt ausgewählt werden. Klicken Sie auf **Anmelden**, um sich final in der BD Rowa™ Pickup / Vmotion Cloud anzumelden. Möglicherweise müssen Sie einmal in das Feld E-Mail-Adresse klicken und Ihren Benutzer auswählen.



### Verschiedene Browser

Um weitere Informationen über den Passwort-Manager des jeweiligen Browsers zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder öffnen Sie den unten stehenden Link.

- Anleitung zur Änderung vorhandener Login-Daten.
- Anleitung zum Löschen vorhandener Login-Daten.
- Entfernen der Pickup / Vmotion Cloud aus der **Nie speichern** Seite.

#### Google Chrome



<https://support.google.com/chrome/answer/95606?hl=de>

#### Microsoft Edge




<https://support.microsoft.com/de-de/topic/bearbeiten-ihrer-kennw%C3%B6rter-in-microsoft-edge-38ef988f-5a65-4c6a-9db8-937995d3ae31>

#### Safari



<https://support.apple.com/de-de/HT211145>

#### Mozilla Firefox



<https://support.mozilla.org/de/kb/verwalten-zugangsdaten-firefox-passwortverwaltung>

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an Ihren lokalen Service Desk zu wenden.

Dieses Dokument ersetzt nicht die Betriebsanleitung.

Auch der Inhalt der Betriebsanleitung sollte sorgfältig gelesen und beachtet werden!

[bd.com/rowa](https://bd.com/rowa)

BD, das BD-Logo, Rowa, Rowa Pickup, und Rowa Vmotion sind Marken von Becton, Dickinson and Company oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2023 BD. Alle Rechte vorbehalten.  
(Nov-2023 **NPM-0000**)