

BD Rowa™ Pickup Cloud

Gestion des stocks

Cette fonctionnalité a été développée pour les ordres qui ne sont pas stockés dans le robot. Ces articles peuvent être stockés ailleurs et gérés depuis le BD Rowa™ Pickup Cloud (<https://pickup.bd.com>).



Regarde une vidéo sur le processus de pickup¹

Créer tous les emplacements de stock pour les ordres préparés



- Allez dans **Gestion de stock** et ajoutez tous les emplacements dont vous avez besoin pour vos ordres d'enlèvement (par exemple, étagères, réfrigérateurs, coffres-forts). Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez avec leurs descriptions respectives. Les descriptions peuvent être utiles pour créer des **sous-emplacements** (par exemple, nom = « Étagère dans le hall » et description = « Rangée A »). Ce processus ne doit être effectué qu'une seule fois.
- Imprimez l'étiquette du code QR pour chaque emplacement et collez-la sur l'emplacement spécifié.

Scannez :

- 1 L'emplacement
- 2 Tous les ordres stockés ici



- Ouvrez l'aperçu de **Réservations de commande** et stockez tous les ordres avec l'état **Prêt à être stocké** :
 - Allez dans **Chargement** et cliquez sur ▶.
 - Scannez d'abord le **code QR de l'emplacement** à l'aide du scanner fourni par BD Rowa. Ensuite, scannez tous les **codes datamatrix des boîtes** qui seront stockées à cet endroit. Peu importe le nombre de boîtes que vous scannez ou si elles proviennent de différents ordres.
- Répétez ce processus pour chaque site, puis cliquez sur le bouton **Valider**. Si vous ne validez pas, le processus ne sera pas enregistré !

Chargez le reste des ordres dans le robot



- Assurez-vous que l'ordre est complet avant de le stocker. Une notification indiquant que l'ordre est disponible sera envoyée au client lorsque la première boîte sera stockée ou chargée dans le robot.

Le client reçoit une notification



- La notification précisera si l'ordre doit être retiré au comptoir ou s'il peut être retiré au terminal BD Rowa™ Pickup (s'il est installé).

Le client récupère l'ordre

- Le client récupérera l'ordre soit au comptoir, soit directement via le BD Rowa™ Pickup Terminal (s'il est installé).

¹ <https://rowa.de/fr/page/training-videos-videopage-fr/#pickup>



Vous voulez en savoir plus ?

Visitez le BD Rowa™ Customer Learning Center à <https://clc.rowa.de>.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service BD Rowa™.

Ce document ne remplace pas le mode d'emploi. Le contenu du mode d'emploi doit également être lu attentivement et respecté !

bd.com/rowa

BD, le logo BD, Rowa, et Pickup sont des marques commerciales de Becton, Dickinson, and Company ou de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2024 BD. Tous droits réservés. (Jan-2024 NPM-3817)

