

BD Rowa™ Pickup Cloud

Gestione dello stock

Questa funzionalità è stata sviluppata per gli ordini non immagazzinati nel robot. Questi articoli possono essere stoccati altrove nella farmacia ed essere comunque gestiti dal BD Rowa™ Pickup Cloud (<https://pickup.bd.com>).



Guarda il video sul funzionamento del processo Pickup¹

Creare tutte le posizioni di magazzino per gli ordini preparati



- Andate in **Gestione giacenza** e aggiungete tutte le postazioni necessarie per gli ordini di ritiro (ad es. scaffali, frigoriferi, casseforti). È possibile aggiungerne quante se ne vogliono con le rispettive descrizioni. Le descrizioni possono essere utili per creare **sottoposizioni** (ad esempio, nome = "Scaffale nel corridoio" e descrizione = "Fila A"). Questa procedura dovrà essere eseguita una sola volta.
- Stampare l'etichetta con il codice QR per ogni ubicazione e incollarla sulla posizione specificata.

Scansionare:

- 1 La posizione
- 2 Tutti gli ordini memorizzati qui



- Aprire la panoramica **Ordini di ritiro** e memorizzare tutti gli ordini con lo stato **Pronto per immagazzinamento**:
 - Andare su **Caricamenti** e fare clic su ▶.
 - Per prima cosa, scansionare il **codice QR della posizione** utilizzando lo scanner fornito da BD Rowa. Quindi, scansionare tutti i **codici datamatrix dei colli** che saranno immagazzinati in quella sede. Non importa quanti colli si stiano scansionando o se provengano da ordini diversi.
- Ripetete questa procedura per ogni posizione, quindi fate clic sul pulsante **Confermare**. Se non si conferma, il processo non verrà salvato!

Caricare il resto dell'ordine nel robot



- Assicurarsi che l'ordine sia completo prima di essere memorizzato. Una notifica di disponibilità dell'ordine verrà inviata al cliente quando la prima confezione viene assegnata a una posizione o inserita nel robot.

Il cliente riceve una notifica



- La notifica specificherà se l'ordine deve essere ritirato al banco o se può essere ritirato presso il terminale di ritiro BD Rowa™ (se installato).

Il cliente ritira l'ordine

- Il cliente ritirerà l'ordine al banco o direttamente al terminale di ritiro BD Rowa™ (se installato).

¹ <https://rowa.de/it/page/training-videos-videopage-it/#pickup>



Vuoi saperne di più?

Visita il BD Rowa™ Customer Learning Center all'indirizzo <https://clc.rowa.de>.

In caso di domande, non esitate a contattare il servizio di assistenza BD Rowa™.

Questo documento non sostituisce le istruzioni operative. Anche il contenuto delle istruzioni operative deve essere letto attentamente e seguito!

bd.com/rowa

BD, il logo BD, Rowa, e Pickup sono marchi di fabbrica di Becton, Dickinson and Company o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2024 BD. Tutti i diritti riservati. (Jan-2024 NPM-3818)

