

# BD Rowa™ Vmax/Smart

## Lista de tareas

### Control de stock

Tareas	Recomendación	Responsable
Revisión de caducidades	Mensualmente	
Revisar artículos sin rotación	Mensualmente	
Comparación de stock con el sistema informático de farmacia	Diario, mín. semanal	

### Mantenimiento

Tareas	Recomendación	Responsable
Resolver errores	Diario	
Reiniciar el robot	Semanal mínimo	
Escaneo de estantes	Mensualmente o cuando sea necesario	
Revisión de las pegatinas de las palas	Mensualmente	
Comprobar el kit de repuestos	Mensualmente	

### Limpieza

Tareas	Recomendación	Responsable
Limpiar los sensores	Semanal	
Limpiar el husillo	Cada 4 meses	
Aspirar la moqueta	Cada 4 meses	
Limpiar los estantes	Con módulo de limpieza: cada 6 meses Sin módulo de limpieza: una vez al año	

### Notas

---

---

---



¿Quieres saber más?

Visita el BD Rowa™ Customer Learning Center en <https://clc.rowa.de>.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el servicio técnico de BD Rowa™.

Este documento no sustituye al manual de instrucciones.  
El contenido de las instrucciones de funcionamiento también debe leerse detenidamente y respetarse!

[bd.com/rowa](https://bd.com/rowa)

BD, el logotipo de BD, Rowa, Smart y Vmax son marcas comerciales de Becton, Dickinson and Company o sus filiales. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2024 BD. Todos los derechos reservados. (Jan-2024 NPM-3563)

